

CS 1500



Diseñado para la movilidad
y la facilidad de uso.

CS 1500

Obtenga la evidencia visual que necesita para educar a los pacientes y hacer diagnósticos más precisos con la CS 1500, la cámara intraoral diseñada para ofrecer imágenes precisas y realistas con todas y cada una de las tomas.

Fácil de compartir y usar

Con una sola cámara, cualquier persona en su práctica puede realizar exámenes intra y extraorales, capturar imágenes fijas o videos y luego mostrarlos rápidamente en su elección de una PC o monitor de video. La conectividad USB le permite conectar la cámara directamente a su computadora sin una estación de acoplamiento, lo que hace que sea aún más fácil compartir la cámara entre múltiples salas de examen y sillas.



CS 1500



Calidad de imagen superior

Ofreciendo la gran profundidad de visión necesaria para imágenes intra y extraorales, la cámara CS 1500 es una solución todo en uno para tomas fijas y videos de fotografía digital dental.

Las imágenes claras aseguran que sus pacientes entiendan inmediatamente sus opciones, lo que hace que la cámara sea una herramienta perfecta para la educación del paciente.

Verdadera automatización

El verdadero enfoque automático de la cámara funciona como el ojo humano para enfocar intuitivamente de acuerdo con la distancia entre la cámara y el objeto filmado, sin necesidad de ajustes manuales. Mientras tanto, el sistema de iluminación de 8 LED se ajusta automáticamente a sus condiciones de iluminación actuales para optimizar los niveles de iluminación y contraste.



CS 1500

Usabilidad sin igual

Dado que la cámara CS 1500 no requiere ajustes manuales, la captura de imágenes es más fácil y rápida que nunca. La pieza de mano ligera y de diseño ergonómico se adapta cómodamente a cualquiera de las dos manos y puede maniobrar incluso en las áreas más difíciles de alcanzar.

Mientras tanto, el botón de captura de imagen única de la cámara genera imágenes de alta resolución y las guarda automáticamente en su computadora o en una tarjeta SD.

