



# CS 7200

Conozca el equipo perfecto  
para el sillón de tratamiento

# CS 7200

## Lo mejor de las dos tecnologías: película y digital

El sistema de placa radiográfica CS 7200 es una solución económica para cualquier consulta que combina las ventajas de la tecnología de radiología digital y la película tradicional. Cubre una amplia gama de aplicaciones intraorales de uso cotidiano y puede utilizarse en cualquier sitio—incluso el sillón de tratamiento—sin comprometer la calidad de la imagen.



## Compacto, delgado y silencioso

El diseño compacto del CS 7200 no solo permite su colocación en lugares pequeños, sino que también lo hace idóneo como equipo para el sillón de tratamiento.

- La exploración silenciosa garantiza un examen más cómodo.
- La unidad se conecta directamente al ordenador a través de una conexión USB.
- Cubre la mayoría de las indicaciones intraorales, junto con exámenes periapicales, pediátricos y de aleta de mordida.

# CS 7200



## Flujo de trabajo óptimo

El CS 7200 utiliza un flujo de trabajo similar a la película, pero diseñado para ofrecer la máxima simplicidad. Solo tiene que obtener la radiografía, escanear la placa y el CS 7200 hace el resto.

- Las imágenes se muestran automáticamente en la pantalla del ordenador, sin necesidad de 'clics'.
- Las placas sin cables permiten realizar un posicionamiento preciso.
- Las placas están disponibles en los mismos tamaños que la película (tamaños 0, 1, 2).
- Incluye el potente software radiológico de Carestream Dental de fácil uso.



# CS 7200

## Magníficas imágenes en segundos

Con una resolución real de 17 pl/mm, una amplia gama de exposición y un potente procesamiento de imagen, el CS 7200 proporciona imágenes nítidas con detalles excepcionales y de alto contraste, prácticamente de forma instantánea.

- Obtenga la primera imagen en apenas 8 segundos.
- La nueva tecnología de procesamiento garantiza imágenes de contraste y nitidez óptimos y bajo ruido.
- La amplia gama de exposición de las placas ayuda a prevenir la sobreexposición o subexposición.
- Los filtros anatómicos preprogramados generan imágenes con un contraste perfecto.
- Los 3 modos de exploración permiten priorizar la velocidad o la resolución.



# CS 7200

## Prácticamente a prueba de errores

El CS 7200 ofrece un flujo de trabajo sencillo que limita el riesgo de errores, lo que le permite concentrarse en sus pacientes, en lugar de en el funcionamiento del equipo.

- Las fundas higiénicas reducen el riesgo de contaminación cruzada y protegen las placas frente a los arañazos y la luz.
- El equipo reconoce cuándo se ha insertado una placa boca abajo sin borrar la imagen.
- Las placas se borran automáticamente después de cada exploración y están listas para su reutilización.
- Las placas delgadas y flexibles son tan fáciles de colocar como la película y resultan igual de cómodas.

