



Todo sobre el innovador flujo de
trabajo del

CS 7600

CS 7600

Con su flujo de trabajo completamente automatizado y seguro, el CS 7600 aporta los elementos esenciales que necesita para generar imágenes excepcionales. El equipo incluye la tecnología Scan & Go y está diseñado para un uso compartido, por lo que siempre está disponible cuando la necesita: es el equipo perfecto para consultas de múltiples usuarios.

Flujo de trabajo similar a la película


- El CS 7600 requiere una formación mínima y su flujo de trabajo similar a la película pone todas las características de la tecnología digital a su alcance.
- Mismos tamaños que la película (0 a 4).
- Las placas delgadas sin cables aumentan la comodidad del paciente y son tan fáciles de colocar como la película.
- Se integra con los sensores digitales actuales para maximizar las ventajas.



CS 7600

Flujo de trabajo superior

- Gracias a la tecnología Scan & Go, el CS 7600 ofrece un flujo de trabajo totalmente automatizado y seguro, diseñado para uso compartido y siempre listo para trabajar.
- No es necesario reservar el sistema al explorar una placa.
- La unidad identifica las placas antes de los exámenes y transfiere automáticamente las imágenes al ordenador y archivo del paciente correspondiente.
- Explore las placas en cualquier orden con una intervención mínima del usuario y sin riesgo de mezclas de placas.



CS 7600

Calidad y velocidad excepcionales

- El sistema CS 7600 proporciona imágenes intraorales de alta calidad de forma rápida y sencilla.
- Vea la primera imagen en sólo cinco segundos.
- Explore y vea una serie de boca completa (FMS) en sólo unos minutos.
- La nueva tecnología de procesamiento garantiza imágenes de contraste y nitidez óptimos y bajo ruido.
- Los 27 filtros del módulo CS Adapt le permiten personalizar las imágenes según sus necesidades de diagnóstico.
- La amplia gama de exposición de las placas ayuda a prevenir la sobreexposición o subexposición.



CS 7600

Capacidad de uso inigualable

- El CS 7600 está diseñado para reducir los errores y ayudarle a trabajar con más eficiencia que nunca.
- La unidad detecta automáticamente si una placa se ha insertado boca abajo, sin borrar la imagen.
- Las plantillas automatizan los exámenes de FMS habituales para reducir el riesgo de contaminación y la intervención del usuario.
- El monitor en color integrado proporciona mensajes e instrucciones claros y ofrece información instantánea sobre el éxito de cada examen.

