




SOLUCIÓN DE ARCHIVO DE VENDEDOR NEUTRAL (VNA)

PaxeraVNA es una plataforma avanzada de vendedor neutro que aumenta la eficiencia y reduce los costos.

Tenga un control seguro de todos los datos de imágenes con herramientas avanzadas de organización y administración del ciclo de vida de la imagen. Nuestro VNA listo para el futuro, se puede personalizar para satisfacer las necesidades de su institución ahora y después.

Consolide su manejo de imágenes a través de un único archivo multimedia centralizado con PaxeraVNA.



CONFIGURACIÓN EXTENSA


Tenga un control completo en la transformación de etiquetas, enrutamiento automático, búsqueda previa y más con PaxeraVNA.

Realice seguimiento de cada archivo con la capacidad de crear etiquetas para cualquier registro, independientemente de su origen y las reglas de búsqueda previa en múltiples atributos.

Cualquier sistema o visor conectado obtendrá el mismo nivel de visión general para imágenes y documentos.


BENEFICIOS

- Permite el crecimiento y la ampliación inteligente sin interrupción del flujo de trabajo
- Libera los datos del archivo propietario y mejora la propiedad de datos.
- Reduce los costos y la complejidad de implementación con un almacenamiento unificado.
- Punto único de acceso al contenido multimedia del paciente.
- Automatiza flujos de trabajo de imágenes departamentales y empresariales
- Permite el mejor enfoque con una única solución de almacenamiento
- Consigue mayor velocidad para acceder a estudios actuales y previos.
- Resuelve problemas de identificación y presentación de pacientes.
- Ver el historial completo del paciente a lo largo de la atención continua
- Acceso de 360 grados a datos médicos para colaboración multidisciplinaria.
- Redundancia sin punto único de fallo.
- Análisis avanzados de datos para una mejor comprensión clínica y operativa
- Interoperable con todos los sistemas EMR / EHR / RIS



HERRAMIENTAS COMPLETAS DE CICLO DE VIDA DE DATOS

Nuestras extensas herramientas de ciclo de vida de datos eliminan el dolor de las soluciones de almacenamiento a largo plazo. Las herramientas integrales vienen con reglas de control específicas para la política personalizada de eliminación y retención y están diseñadas para automatizar el flujo de trabajo, optimizar las inversiones de TI, mejorar la productividad del personal e impulsar la integración de datos. La solución ayuda a los usuarios a anticipar el estado de su información a lo largo del ciclo de vida de los datos.



FLUJO DE TRABAJO NEUTRO

Nuestro sistema de archivo está diseñado para almacenar los datos de ayer, hoy y mañana.

PaxeraVNA funciona fácilmente con cualquier sistema PACS. La solución crea un único archivo de datos que no tiene que cambiar cuando se cambian los PACS individuales. Esto reduce el esfuerzo y los gastos de implementar un PACS de reemplazo sin afectar las aplicaciones del usuario final.

La plataforma simplifica el acceso a la imagen y permite proporcionar una vista unificada centrada en el paciente con toda la información de diagnóstico del paciente.