



CS Imaging 8

El software que pone todas tus imágenes a tu alcance.

CS Imaging 8

Accede a todas tus imágenes 2D, imágenes 3D y datos CAD/CAM desde una única pantalla para un flujo de trabajo más rápido y eficaz que permite realizar un diagnóstico más completo.

Todas las imágenes a tu alcance

Obtén una visión general instantánea del historial del paciente con la galería de imágenes en el panel y busca imágenes sin necesidad de abrir el espacio de trabajo de revisión.



Plataforma de imágenes única

Ya sea para capturar datos, revisar o administrar imágenes de pacientes, **CS Imaging versión 8** conecta todas las tecnologías de **Carestream Dental** en una sola plataforma, el primer paso hacia un flujo de trabajo digital eficaz.



CS Imaging 8

Imágenes 2D/3D juntas

Visualiza imágenes 2D, imágenes 3D y datos CAD/CAM simultáneamente sin cambiar entre programas.



Revisión completa del caso

Revisa las imágenes 3D una al lado de la otra, incluida la planificación de implantes, para facilitar la comparación de imágenes antes y después de la operación.




Espacio de trabajo bien organizado

Ahorra tiempo y haz clic utilizando la función de organización automática para organizar las imágenes en la pantalla, eliminando la necesidad de cambiar el tamaño o mover manualmente las imágenes.



Herramientas de ahorro de tiempo

Simplifica las tareas rutinarias y maximiza tu eficiencia con funciones de ahorro de tiempo, incluida la mejora simultánea en múltiples imágenes o la posibilidad de arrastrar y soltar imágenes para compartirla más rápidamente.



CS Imaging 8

Exclusivo modo Darkroom

Mejora la revisión de imágenes y la presentación de casos con el modo oscuro que muestra imágenes en una sola pantalla completa despejada.



Integración sin interrupciones

CS Imaging se integra con la mayoría de los programas de gestión de consultas y permite importar y exportar fácilmente imágenes en formatos estándar de la industria, incluidos JPEG, DICOM y STL para facilitar el intercambio de datos.



Interoperabilidad DICOM

El módulo CS DICOM permite una integración óptima en el entorno de imágenes médicas.

