




**llumena® Néó**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE

## Especificaciones Técnicas



### Tasa de Flujo

- Modo Angiografía: 0.1 – 40.0 mL/s
- Modo Tomografía: 0.1 – 10.0 mL/s

### Límite de Presión

- Modo Angiografía: 75 – 1200 psi
- Modo Tomografía: 75 – 300 psi

### Tamaños de jeringa

- Jeringa desechable de 150 mL
- Jeringas prellenadas de 50, 75, 100 y 125 mL

### Calentador de jeringas

- 37°C nominal.
- Minimiza la pérdida de calor del contraste precalentado

### Retardo de inyección

- 0 – 300 seg

### Retardo en rayos X

- 0 – 300 seg

### Retardo en escaneo

- 0 – 300 seg

### Incremento de velocidad

- 0 – 10 seg

### Retardo de fase

- 0 – 300 seg

### Número de fases

- Hasta 4

### Memoria de protocolos

- Modo Angiografía: 45 protocolos
- Modo Tomografía: 45 protocolos

### Dimensiones

- Consola: 30.48 x 20.95 x 5.72 cm
- Fuente de alimentación: 43.18 x 18.42 x 27.94 cm
- Cabezal: 46.23 x 18.8 x 16.51 cm
- Peso total: 72.9kg

### Requerimientos de energía

- Voltaje: 100-127/220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia: 1500 W máximo



Las jeringas son para un solo uso y se marcan, en consecuencia. Utilice desechables L.F.® para garantizar el uso correcto del inyector Illumena® Néó.

[www.guerbet.mx](http://www.guerbet.mx)

[@GuerbetGroup](https://twitter.com/GuerbetGroup)

Aviso de publicidad: 19330202C1315

Registro Sanitario: 790E95SSA

**Guerbet** |   
Contrast for Life

P 18 066 MED - Mayo 2018



# llumena® Néó

a Guerbet Group Company

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE



## Potencia y Rendimiento

ES PARTE DE LA FAMILIA CONFIABLE ANGIOMAT®

**Guerbet** | 

**COMMITTED**

**Confíe en la simplicidad y fiabilidad de Illumena® Néo.**

El nuevo miembro de la familia LF™ ANGIOMAT® brinda la funcionalidad que necesita.

## Sencillez

### 👍 Fácil de usar

Barra de operación de llenado con un solo dedo y rápida curva de aprendizaje para el operador

## Funcionalidad

✓ **La solución ideal** para aplicaciones de Angiografía y Cardiografía

☀️ **Pantalla táctil de alta visibilidad**

Visible desde cualquier ángulo en cualquier luz

☰ **Protocolos de fácil acceso**

Hasta 45 protocolos en cada modalidad

⚙️ **Configura la pantalla** de acuerdo a sus necesidades

## Confiabilidad

🏆 **Es parte de la familia confiable LF™ ANGIOMAT®**



## Flexibilidad

Completamente cargado con características de serie, incluyendo:

🔧 **Procedimientos de inyección simples o múltiples**

🔄 **Selecciona e intercambia modos de operación con un solo botón**

## Seguridad

🚨 **Detección de Aire y Sistema de Alerta (ADAWS)\***

Identifica sangre, jeringas vacías y burbujas de aire

🔵 **Carga de jeringa simple**

Garantiza el flujo de trabajo sin comprometer la seguridad



## Calidad

👍 **Jeringas de alta presión de alta calidad**

- Las jeringas LF están diseñadas y probadas específicamente para inyectores LF
- Cristal claro para una fácil detección del aire
- Se adapta perfectamente a la cubierta de la jeringa de presión original LF
- Conexión Linden Luer confiable y simple

\*Air Detection Aid & Warning System. Sólo se comercializa sobre pedido y tiene un costo adicional